

保守・定期点検のご案内

超音波吸引器

CUSA EXcel

安心してCUSA EXcelをお使い頂くために
保守・定期点検をお勧め致します

～保守契約のメリット～

安全性

機器の機能低下を予見し、トラブルを未然に防ぎます。
(クオリティー維持)

信頼性

機器の状態をチェックし、最良の状態でご使用頂けます。
(信頼度向上)

経済性

突発的な故障修理費の発生を回避し、定期的な予算化が可能です。また、故障時のダウンタイムを最小限に抑えます。
(機器のクオリティーの維持
→長寿命化→低コスト化)



CUSA EXcel



36kHz ハンドピース



パワーメーター

医療機器の安全性と性能の維持には保守点検が必要です。弊社では、装置を安心してご使用頂くための保守点検プログラムをご用意しております。

超音波吸引器は、厚生労働省令で規定された「特定保守管理医療機器」に分類され、保守点検が必要とされる医療機器のひとつになっております。医療機器の保守点検実施は、医療機関の業務として医療機関自らが適切に実施しなければならないと医療法で定められておりますが、この保守点検は、厚生労働省令で定める基準に適合し医療機器の保守点検を適正に行うことができると認定された事業者へ委託することも認められております。

アムコは保守点検の委託事業者に求められる、薬事法に規定する医療機器修理業の許可を取得しております。各営業所には専任スタッフを配置し、点検用の専門機器を配備して製造販売した医療機器の保守点検を実施しております。弊社では、Integra社指定の手順で保守点検、消耗部品の交換及び調整を実施し、信頼性の高いサービスを提供致します。また、一歩進んだサービスとして保守点検契約をお勧めしております。



Maintenance check





Maintenance check

定期・保守点検プラン表 (交換部品、料金)

保守点検契約について

保守点検	点検内容	交換部品		出張料	料金(税抜)	保証期間	点検回数		
プランA	本体及び ハンドピースの 部品交換・点検調整	本体	クーリングセンサー	●	含	36kHz ストレート ¥784,200	1年間	年2回	
			サイラスティックチューブ	●					
			タイゴンチューブ	●					
			サイフォンバルブ	●					
			リザーバークラップ用Oリング	●					
			吸引チューブ	●					
		ハンドピース	トランスデューサー	●		23kHz ストレート ¥710,200			
			ハウジング	●					
			コイルフォーム	●					
			コネクターOリング	●					
プランB	本体及び ハンドピースの 部品交換・点検調整	本体	クーリングセンサー	●	含	¥352,200	1年間	年2回	
			サイラスティックチューブ	●					
			タイゴンチューブ	●					
			サイフォンバルブ	●					
			リザーバークラップ用Oリング	●					
			吸引チューブ	●					
		ハンドピース	トランスデューサー	○					23kHz アングル ¥756,200
			ハウジング	○					
			コイルフォーム	○					
			コネクターOリング	●					

定期点検について

定期点検	点検内容	交換部品		出張料	料金(税抜)	保証期間	点検回数		
定期点検	本体の部品交換・ 点検調整	本体	クーリングセンサー	●	別途※1	¥222,200	3ヶ月	年1回	
			サイラスティックチューブ	●					
			タイゴンチューブ	●					
			サイフォンバルブ	●					
			リザーバークラップ用Oリング	●					
			吸引チューブ	●					
		ハンドピース	トランスデューサー	○					
			ハウジング	○					
			コイルフォーム	○					
			コネクターOリング	●					

※修理の場合 CUSA Excelハンドピース代替器使用料：1万円/1回
CUSA Excelコンソール代替器使用料：1万円/1回 となります

<凡例>

- 必須交換致します。
- 点検時、交換が必要と判断した場合に交換。その場合、別途費用が発生致します。
- ※1 弊社規定によるゾーン別料金により決定致します。

注1: 保証期間中、技術料及び点検時交換部品、出張料のみ無償といたします。なお、誤操作・取り扱い上の不注意や天変地異などの不可抗力による故障の場合は有償となります。
注2: ハンドピースの部品交換は、超音波出力調整に専用顕微鏡を必要とするため、引き上げ点検とさせていただきます。その際は代替器をご用意いたします。

各料金は今後予告なく見直しを行うことがございますのでご了承下さい。詳細については、各担当者へお問い合わせ下さい。

●連絡先



本 社 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-8-7
TEL: 03(3265)4263 FAX: 03(3265)2796

大阪支店 TEL:06-6942-5971
中部支店 TEL:052-912-9700
福岡支店 TEL:092-441-7641

札幌支店 TEL:011-733-4428
仙台出張所 TEL:022-223-4060
中四国出張所 TEL:082-270-3606